

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Inserção e Expansão num
Único Passo

- Instrumentação Minimalista
- Tempo Operatório Reduzido

Inserção e Expansão com Acesso
zero graus


- Exposição Mínima
- Sem Complicações com a
Trajetória dos Parafusos

Grande Volume de Enxerto

- Aumenta a Probabilidade de
Coluna Central Forte de Fusão²

Quatro Pontos de Fixação

- Estabilidade Biomecânica
Comprovada¹






Simples Inserção




Rutura mínima



Melhor fixação




Médio



Dimensões do Alphatec Solus




Altura (mm)	Modelo — Lordose			
	Médio — 7°	Médio — 12°	Grande — 7°	Grande — 12°
10	●	○	●	○
12	●	●	●	●
14	●	●	●	●
16	●	●	●	●
18	○	○	●	●

Grande





Alphatec Solus Sistema Autônomo de 4 Parafusos Sistema Autônomo de Placa Interna



¹ Dados em arquivo

Produtos Relacionados

ILLICO® MIS – Sistema de Fixação Posterior

O ILLICO MIS distingue-se pela simplicidade e adaptabilidade dos implantes e instrumentos de aplicação percutânea e mini-open de parafusos/barras. Os implantes ILLICO baseiam-se em parafusos canulados e barras pontiagudas pré-moldadas que incorporam um suporte positivo para barras.

ILLICO® – Sistema Retrator de Acesso Posterior Toracolombar

O retrator Illico é um sistema de acesso toracolombar posterior minimamente invasivo. O afastamento independente das lâminas cria um local de acesso personalizado enquanto o ângulo individual de cada lâmina, até 15 graus, minimiza o traumatismo dos tecidos moles.

ZODIAC® – Sistema de Fixação Espinal Degenerativa e Sistema Transversal Ajustável

O Zodiac degenerativo é um sistema abrangente de instrumentos e implantes concebidos para tratar a instabilidade na coluna torácica, lombar e sacral. O sistema Zodiac oferece uma ampla seleção de parafusos de cabeça alta e autorroscantes, em titânio e aço inoxidável, para adaptação à anatomia de cada doente. O sistema Zodiac pode também ligar-se ao sistema de fixação posterior cervico-torácico Solanas.

Produtos associados	SKIF	ID do conjunto
AFASTADOR ILLICO	SKIF-73500	IRET
PREPARAÇÃO DE DISCO ILLICO	SKIF-73501	IPDP
IMPLANTE CANULADO DO SISTEMA DE PARAFUSOS ILLICO	SKIF-73700-02	IMISC
INSTRUMENTOS DO EXTENSOR DE PARAFUSOS ILLICO	SKIF-73700-03	ISEINT
INSTRUMENTO DO SISTEMA DE PARAFUSOS ILLICO	SKIF-73700-04	IMISINT
IMPLANTES DEGENERATIVOS DE TITÂNIO ZODIAC	SKIF-62111-01	PLX
INSTRUMENTO DEGENERATIVO ZODIAC	SKIF-92111-02	PLXINT
CONJUNTO DE IMPLANTES DE FIXAÇÃO PÉLVICA DE TITÂNIO ZODIAC	SKIF-62111-10	SCOLI
IMPLANTE DEGENERATIVO MONOAXIAL DE TITÂNIO ZODIAC	SKIF-62211-01	MNX
«CADDY» AUXILIAR DE FIXAÇÃO PÉLVICA ZODIAC	SKIF-92111-05	SCOLIAC

INDICAÇÕES:

O sistema de fusão intercorporal lombar anterior (Anterior Lumbar Interbody Fusion, ALIF) Alphatec Solus é um dispositivo autónomo (stand-alone) de fusão anterior que também pode ser utilizado com fixação suplementar. O sistema Alphatec Solus está indicado para procedimentos de fusão espinal em doentes esqueléticamente maduros que apresentam doença discal degenerativa (DDD) em um ou dois níveis contíguos de L2 a S1. Esses doentes com DDD também podem ter uma espondilolistese ou retrolistese de até grau 1 no(s) nível(is) envolvido(s). A DDD é definida como dor de origem discogénica com degeneração discal, conforme confirmado pela história do doente e estudos radiográficos. Estes doentes devem ser esqueléticamente maduros e ter sido submetidos a seis meses de tratamento não cirúrgico. O implante Alphatec Solus destina-se a ser utilizado com autoenxerto.

1 Dados em arquivo

2 Bone graft volumetric changes and clinical outcomes after instrumented lumbar or lumbosacral fusion: a prospective cohort study with a five-year follow-up (Alterações volumétricas no enxerto ósseo e resultados clínicos após fusão lombar e lombo-sacra com instrumentos: um estudo de coorte prospetivo com seguimento de cinco anos). Ha KY, Lee JS, Kim KW. Spine (Phila Pa 1976). 2009 Jul 15;34(16):1663-8.

Alphatec Solus e o logótipo Alphatec Spine são marcas registadas da Alphatec Spine, Inc. © 2012 Alphatec Spine, Inc. Todos os direitos reservados. O produto Alphatec Solus não é patrocinado, endossado pela, nem está, de forma alguma, ligado à SOLAS® ou The Society of Lateral Access Surgery.

Para mais informações, visite alphatecspine.com ou contacte o Atendimento ao cliente através do número +1 760 431 9286

Alphatec Solus e o logótipo Alphatec Spine são marcas registadas da Alphatec Spine, Inc. © 2011 Alphatec Spine, Inc. Todos os direitos reservados.